

ペクタスバー
For Pectus Excavatum

Nuss 法

Pectus Bar ペクタスバー

Dr. Donald Nussは、Walter Lorenz Surgical社(現ZIMMER BIOMET)と共同で胸郭を矯正するための侵襲性が低い外科手技を開発しました。このNuss法は、ペクタスバーを胸腔内に挿入し、胸腔内側より胸骨、肋軟骨を拳上することにより前胸部の陥凹を改善します。
ペクタスバーは、Nuss法のためにDr. NussとWalter Lorenz Surgical社(現ZIMMER BIOMET)によってデザインされました。

サイズ (インチ/cm)	品 番		
	テンプレート	ペクタスバー(ステンレス)	ペクタスバー(チタン) ストレート
7/17.8	01-3807	01-3707-P	JP-0007
8/20.3	01-3808	01-3708-P	JP-0008
9/22.9	01-3809	01-3709-P	JP-0009
10/25.4	01-3810	01-3710-P	JP-0100
11/27.9	01-3811	01-3711-P	JP-0110
12/30.5	01-3812	01-3712-P	JP-0120
13/33.0	01-3813	01-3713-P	JP-0130
14/35.6	01-3814	01-3714-P	JP-0140
15/38.1	01-3815	01-3715-P	JP-0150
16/40.6	01-3816	01-3716-P	JP-0160
17/43.2	01-3817	01-3717-P	JP-0170

※テンプレートは埋め込みできません。手術の計画段階でのみご使用ください。

Products 製品のご紹介

ペクタスバー



スタビライザー



ペクタスバー チタン



ペクタスバー チタン用
スタビライザー



ペクタスバー チタン用
スクリュー



JP-0003

ペクタスバー チタン用
プラグ



JP-0001

スタビライザーを使用しない場合、
バーのスクリューホールを埋めるために使用します。

専用手術器具



リフティングフック

テーブルトップベンダー



01-3906

フリッパー



01-3900

ペクタスバー チタン専用手術器具

ペクタスバー チタン用
ベンダー



JP-3940

ペクタスバー チタン用
プラグインサーター



JP-3950

ペクタスバー チタン用
ドライバー



JT-3930

イントロデューサー

01-3909 スモール (18.8 インチ / 47.8 cm)
01-3908 ラージ (20 インチ / 50.8 cm)



★UA-6750

ベンダー(大)



UA-3905

ベンダー(小)



01-3905

クランプ



01-3910

抜去専用手術器具

ダイアド プットインベンダー




UA-6745P

ダイアド レバレッジベンダー



UA-6745L

リムービングフック



★UA-6755

★UA-6750、UA-6755 は以下の通り

販売名	承認・届出番号	販売名	届出番号	製造販売元
ペクタスバー	21100BZY00240000	KBM ペクタス フック (未滅菌)	28B2X10021000001	神戸バイオメディクス株式会社
ペクタスバーチタン	21600BZY00433000			
ペクタスバー用手術器械	13B1X00180000016			
ローレンツ骨手術用器械	13B1X00180000030			
ペクタスバーベンダー-AS	13B1X00180000042			
リムーバルギア ダイアド	13B1X00180000082			

製造販売業者: グンゼメディカル株式会社

〒105-7315 東京都港区東新橋1丁目9番1号 東京汐留ビルディング15階 TEL:03-4485-0020

文書管理No.P000062-1
(2022.10)