

Needle Holders



Needle Holders

A

“マイクロ超硬チップを採用”

(マイクロメッシュ)

USP規格(7-0)、(8-0)、(9-0)の糸をすべる事なく、把持できます。



超硬チップ付
(マイクロメッシュ 0.2mm)

UN-3012
ヘガール持針器
12.5cm T.C



超硬チップ付
(マイクロメッシュ 0.3mm)

UN-3014
ヘガール持針器
14.5cm T.C



超硬チップ付

UN-3016
ヘガール持針器
16cm T.C



超硬チップ
(目ナシ)

UN-3020
ウエヴスター持針器
12.5cm T.C

Needle Holders



超硬チップ付
(マイクロメッシュ 0.2mm)

UN-3022
へガー持針器
10.5cm T.C



UN-3024
へガー持針器
14.5cm



超硬チップ付

UN-3029
斜把持針器
13.5cm T.C

Needle Holders

A



超硬チップ付

先曲マッチュ持針器
UN-3040 19cm T.C
UN-3044 16cm T.C



超硬チップ付
16cm



超硬チップ付
19cm

マッチュ持針器
UN-3046 16cm T.C
UN-3049 19cm T.C