


THE VIEWSITE™ BRAIN ACCESS SYSTEM

# A RETRACTION REVOLUTION!

Targeting Solutions  
in Neurosurgery.



Targeting Solutions in Neurosurgery.

製造販売業者 グンゼメディカル株式会社

認証番号: 223AFBZX00189000 販売名: ViewSite チューブ レトラクター

GUNZE MEDICAL

グンゼメディカル株式会社

# ViewSite チューブ レトラクター

## BRAIN ACCESS SYSTEM

ViewSite チューブ レトラクターは、開頭術における病変までのアクセスルートを保持するチューブ型のレトラクターです。

アクセスルートの周辺組織への「極端な負担を低減」し、深部でも「十分な視野を確保」します。

脳内・脳室内の深部病変など、神経内視鏡手術にも極めて有効で、マイクロ下と同様の両手操作を目指せます。

## 特長

### 楕円型デザイン

操作がしやすく、周辺組織へ偏った圧力をかけません。

### 円錐状デザイン

スムーズに挿入でき、先端の開口部から施術が行えます。

### 透明なプラスチック素材\*

視界をさえぎらず、周辺組織の出血などを確認しながら施術を行います。

### サージカルアームとの相互性

多くのサージカルアームと併用でき、手術部位へ安定したアクセスが可能です。

### ニューロナビゲーションシステムとの併用

ポインターやワーキングチャンネルとして、多くのナビゲーション装置と併用可能です。また、付属のアライメントクリップにより、ポインターをViewSiteの中央に垂直に固定できます。

### サイズ

多様性に富んだ製品ラインナップがあり、様々なシチュエーションに対応可能です。

## サイズ

品番	径	高さ	長さ
TC120805AC	12mm	8mm	5cm
TC120807AC	12mm	8mm	7cm
TC171105AC	17mm	11mm	5cm
TC171107AC	17mm	11mm	7cm
TC211505AC	21mm	15mm	5cm
TC211507AC	21mm	15mm	7cm
TC282005AC	28mm	20mm	5cm
TC282007AC	28mm	20mm	7cm

## エクステンションアーム

一般的な固定具とViewSiteを固定するアダプターです。より安定した術野を確保できるようになります。



品番: VY10140-01 / 商品名: エクステンションアーム\*

※本品は薬事非該当品です。



Model: TC171105 \*ポリカーボネート製

再使用禁止/一回限りの使用

再滅菌禁止/ガンマ線滅菌済

リユース製品

要高圧蒸気滅菌